

Selectif™
pro

Applisonix
Beauty made by sound

Ultrazvu no uklanjanje dla ica.
Ultra bezbedno. Ultra efikasno.



**KONA NO TRAJNO UKLANJANJE
BELIH (SEDIH) DLA ICA
PRIMENOM ULTRAZVU NIH TALASA**
Applisonix koristi ultrazvu ne talase pri
uklanjanju belih, sivih, plavih i crvenih dlaka.

D.O.O. WIS i Curelight Medical (Israel) sa ponosom Vam predstavljaju prvi, klini ki ispitani, sistem za uklanjanje neželjenih dla ica baziran na ultrazvu noj tehnologiji - Selectif™ Pro.

U prilogu Vam šaljem informacije o ovoj tehnologiji kao i naj eš a pitanja i odgovore.

Za dodatne informacije obratite nam se:
wis.wellness@gmail.com,
tel/fax +381.24.554.962

WIS

WIS D.O.O. , Park Rajhl Ferenc 11 , 24000 Subotica , SRB , 00.381.24.554.962 , wis.wellness@gmail.com , www.wis.rs



Uz pomoć IMPRESA™ tehnologije, Selectif™ Pro omogućuje precizno oblikovanje obrva i potpuno bezbolan tretman osetljivih oblasti kao što su nosnice, brada, pazuh i bikini linija. Tretmani su bezbolni, bezbedni i bez neželjenih efekata. Rezultati su potpuno nezavisni od boje dlake i nijanse kože, jer je profesionalnom estetičaru omogućeno da tretira najrazličitije klijente.

Selectif™ Pro se može porediti sa trenutno dostupnim laserskim i IPL tretmanima i nudi rešenje za sve tipove dlake i boje kože. Zahvaljujući preciznom, selektivnom i fokusiranom načinu rada, Selectif™ pomaže profesionalnim estetičarima da postignu ekstremno visok nivo preciznosti uz izuzetno siguran rad i dugotrajnu efikasnost. Uz Selectif™ Pro, profesionalni estetičar odmah postaje produktivan, s obzirom da je rad sa samim aparatom vrlo jednostavan.

Pozitivne karakteristike i prednost

Selectif™ Pro nudi izuzetne beneficije kako za profesionalnog estetičara tako i za samog klijenta, atraktivan, lak i pristupačan aparat, pogodan za svaki kozmetički salon, spa centar ili ordinaciju. Jedinstvena tehnologija i jednostavna upotreba garantuju profesionalne rezultate već od prve upotrebe. Ova kombinacija rezultuje uspešnim tretmanima i brzim povratom investicije.

- * Sposobnost za tretiranje svih boja dlake i boje kože
- * Najnaprednija tehnologija uklanjanja dlaka
- * Brz povrat investicije uz jednostavnu upotrebu i efikasne rezultate
- * Specijalisti koji tretiraju u skladu sa postojećim metodama uklanjanja dlaka
- * Bezbedni tretmani bez neželjenih posledica



IMPRESA™ tehnologija koristi dlaku i karakteristike kože kao efikasan provodnik ultrazvukovnih talasa, pomoću ultrazvuka glave se fokusira akustična energija direktno na folikul dlake, kanališu i ultrazvukovnu energiju precizno do korena dlake, gde se akustična energija pretvara u toplotnu. Kao rezultat, temperatura korena dlake ubrzano prelazi nivo koji je neophodan za postizanje dugotrajnog efekta oštećenja u mehanizmu ponovnog rasta dlake. S obzirom da se energija ravnomerno prenosi kroz telo dlake, okolno tkivo nije zahvaćeno tretmanom. IMPRESA™ je primenjiva na sve boje dlake i kože, potpuno bezbolna metoda i namenjena tretiranju svih delova tela.

WIS ●●●●

Selectif™
pro

Applisonix
Beauty made by sound

WIS D.O.O. , Park Rajhl Ferenc 11 , 24000 Subotica , SRB , 00.381.24.554.962 , wis.wellness@gmail.com , www.wis.rs

PITANJA I ODGOVORI

Šta ultrazvu ni tehnologiju ini druga ijom od ostalih?

Specijalni ultrazvu ni odašilja precizno fokusira energiju na folikul dlake omogu uju i tretiranje izuzetno osetljivih oblasti. Ultrazvuk se kanališe direktno do korena dlake gde se pretvara u toplotnu energiju. Kao rezultat, temperatura spre ava ponovni rast dlake. Koža ostaje nedirnuta s obzirom da je sva energija precizno fokusirana samo na dlaku.

Da li je Selectif™ tretman bolan?

Selectif tretman je virtualno bezbolan s obzirom da ultrazvu ni talasi ne prodiru u okolno tkivo koje sadrži glavne receptore bola. S obzirom na to, tretman se može primenjivati ak i na najosetljivije oblasti kao što su obrve, nausnice i bikini linija.

Da li se mogu tretirati bele dlake?

Za razliku od ve ine lasera i IPL aparata za uklanjanje dla ica, dlake svih boja se mogu tretirati ultrazvu nom tehnologijom s obzirom da se ona ne oslanja na melanin da bi procedura bila uspešna. Selectif™ tehnologija je ekstremno efikasna kod belih dlaka podjednako kao i kod veoma finih dlaka.

Da li je važna boja kože?

Bez obzira na boju kože, Selectif™ tretmani su pogodni za svakoga. Selectif™ tehnologija se može primenjivati ak i na regije sa razli itom pigmentacijom kao što su areole (na grudima), dla ice u nosu, u ušima...

Da li se mogu tretirati osobe sa izraženom bojom dobijenom sun anjem?

Da, za razliku od lasera i IPL-a, mogu e je tretirati i u takvoj situaciji s obzirom da se tkivo koje okružuje dlaku ne zahvata tretmanom.

Da li se mogu tretirati osobe koje uzimaju fotosenzitivne lekove?

Da, za razliku od lasera i IPL-a, mogu e je tretirati i u takvoj situaciji s obzirom da se tkivo koje okružuje dlaku ne zahvata tretmanom.

Koliki je procenat redukcije dlaka nakon tretmana?

U kontrolisanim klini kim studijama prose no je 38% postignuto nakon drugog tretmana.

Da li su rezultati trajni?

Dugotrajni rezultati zavise od genetskih predispozicija, hormona i lekova koji mogu podsta i rast dlake.

Koliko tretmana je potrebno?

Broj tretmana zavisi od oblasti tela. Na primer, obrve, nausnice i uši naj eš e zahtevaju 6-8 tretmana.

Koliki je preporu eni period izme u dva tretmana?

Naj eš e preporu ujemo interval od 21-28 dana izme u dva tretmana. Ovaj period može varirati izme u osoba, u zavisnosti od oblasti tretiranja, karakteristika dlake...

U odnosu na Vaš prvi tretmani, Selectif™ terapeut e Vas precizno posavetovati.



WIS ●●●●

Selectif™
pro

Applisonix
Beauty made by sound



Apsolutno volim Selectif, definitivno najvrednije ulaganje u našem salonu. Jednostavnost upotrebe i činjenica da je primenjiv za sve naše klijente, bez obzira na boju kose i boju kože čine ga nezamenjivim. Ustanovili smo da se krug naših klijenata značajno povećao od preporuka „od-usta-do-usta“ za novi ultrazvučni tretman uklanjanja dlaka koji pruža rezultate.

Maria Woolsey; Allure Beauty Salon, United Kingdom



Ja lično sam postigla fantastične rezultate kod belih dlaka i shvatila sam da je Selectif nenadmašan za tretiranje osetljivih oblasti kao što su nos i uši. Iako danas postoje mnoga različita rešenja za velike površine i normalne ili tamne dlake, Selectif je jedinstven kada su u pitanju neželjene dlake na osetljivim regijama.

Eti Wolff, Herzelia Pituah, Israel



Depilacija je veoma popularna u mojoj klinici, žene žele da se oslobode neželjenih dlaka, ne samo na telu već i na licu. Najpopularnije je uklanjanje dlaka na nosnicama, sive dlake na bradi i dlake koje se nemogu ukloniti laserom ili IPL-om. Selectif je savršeno rešenje za takve dlake i za oblikovanje obrva.

Zajedno s IPL-om nudimo našim klijentima koncept potpunog uklanjanja dlaka, to znači da ćemo veće površine tretirati IPL-om a onda, uz pomoć Selectif-a, ćemo tretirati pojedinačne dlake.

Selectif princip je sličan elektrolizi, mekšim, apsolutno je bezbolan, siguran i bez neželjenih efekata. Moji klijenti i ja smo u potpunosti zadovoljni postignutim rezultatima.

Bogatyreva Victoria Bogatyreva Victoria
Dermatologist, Beautician General Manager at Dr. Bogatyreva Clinic Russia



Moji klijenti su najčešće muškarci, koristio sam Selectif za obrve, nos i uši s odličnim rezultatima. Koristim ga za male, osetljive regije i za bele ili svetle i tanke dlake koje nemogu efikasno tretirati IPL sistemom.

Selectif je proširio mogućnosti moje klinike u odnosu na ono što sam mogao postići voskom ili epilacijom pomoću igle. Veoma sam srećan izborom Selectif-a.

Shay Shachar, Forever Young, Ramat Gan, Israel



Mi smo jedan od prvih centara u Španiji koji su uveli primenu Selectif Pro aparata i koristimo njegove izuzetne performanse od prvog dana. Tretman je bezbolan, efikasan i precizan. Ovo nam je omogućilo da se reklamiramo kao „Centar Potpune Depilacije“ s obzirom da smo do tada već koristili IPL. Mnogi klijenti su oduševljeni rezultatima ovog sistema za uklanjanje dlaka.

Angeles Vinuela Sevilla, Metroestetica, Badajoz, Spain

WIS

Selectif™
pro

Applisonix
Beauty made by sound



Tretirana površina: ispod pazuha. Tretmana: 5
(Žena, 25 godina, tip kože 4, smeđe dlake)



Tretirana površina: Brada. Tretmana: 6
(Žena, 60 godina, tip kože 1, bele dlake)



Tretirana površina: uši. Tretmana: 5
(Muškarac, 48 godina, tip kože 4, crne i bele dlake)



Selectif™
pro

Applisonix
Beauty made by sound